



MANUAL DE TERMÓMETRO PARA VACUNAS FORMA CIENTIFICA S-FC-69MR



Introducción:

Termómetro de vacuna de FORMA-69 con función de medición de temperatura dual externa/interna, pantalla LCD, también la memoria mínima/máxima, configuración de alarma alta/Baja, etc. La línea de sensores externos mide 3 metros de largo y tiene un amortiguador cerrado para garantizar que la medición de la temperatura no se vea afectada por una rápida o frecuente variación. Se utiliza principalmente para refrigeradores médicos, congeladores de alimentos y otros equipos.

Características:

- Función de medición de temperatura dual externa/interna
- Configuración de alarma alta/baja
- Pantalla de temperatura interna/externa conmutable
- Memoria máxima/mínima
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Conmutable °F/°C Función de escala
- Función de indicación de batería baja
- Con soporte plegable y función magnética





Los parámetros de rendimiento:

- La temperatura interna: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
- Rango de temperatura externa: -50 °C ~ 70 °C (-58 °F ~ 158 °F)
- Precisión: $\pm 0,5$ °C (-20 °C ~ 40 °C)/°F ± 1 (-4 °F ~ 104 °F)
 ± 1 °C (-50 °C ~ -20 °C 40 °C ~ 70 °C)
 ± 2 °F(-58 °F ~ -4 °F 104 °F ~ 158 °F)
- Período de muestreo: 10s
- Resolución de la pantalla: 0,1 °C/0,1 °F
- Tamaño de la pantalla: 49mm * 22mm
- Tamaño del cuerpo: 90mm * 50mm * 18mm
- Especificaciones del sensor externo: 41mm de largo x 20mm de diámetro
- Tampón del Sensor: Propilenglicol (grado alimenticio)
- Tamaño del sensor externo: 3m * 1,9mm
- Batería: Batería de CR2450
- Duración de la batería: 3000h (sin uso de retroiluminación)

Instrucciones de uso:

- Botón MAX/MIN: Pulse esta tecla para mostrar la temperatura máxima/mínima. La "MAX" / "." mark intermitente y 85 no clave operación salida Cuando se muestra el valor máximo/mínimo de temperatura, otras teclas no son válidas.
- Pulse esta tecla para eliminar el valor máximo/mínimo.
- Botón de entrada/salida: pulse este botón para cambiar la visualización de la temperatura interna/externa.
- Botón de alarma: pulse el botón para activar/desactivar la función de alarma. Mantén pulsada la tecla para introducir la alarma de temperatura en el límite superior/inferior. En el modo "HI"/LOW baja flashes parpadeos ", pulsa el botón short C/F", el límite superior de la alarma se aumenta en 1 "hasta que se suelta el botón " C/F"; El valor de configuración cambia de-50 a 70 ciclos.
- Botón retroiluminado: pulsa el botón, la retroiluminación iluminada; Suelta esta tecla, la retroiluminación apagada.
- Botón C / F: en estado normal de medición de temperatura, pulse este botón para cambiar la unidad de temperatura °C / °F.
- En el estado de ajuste del límite superior/inferior de la alarma de temperatura, pulse/mantenga pulsado este botón para configurar el valor de la alarma.

Nota: Si el dispositivo tiene una batería baja, no siga usándola, reemplace la batería lo antes posible. Después de activar el dispositivo, mantenga el sensor externo y el fuselaje fiables. Por favor, no tire del sensor externo a voluntad.

